



paillasse - laverie - caissons

# Aménagement de laboratoire

Catalogue spécialisé  
**Aménagement**  
pour le laboratoire  
et l'industrie







05

PAILLASSES ET LAVERIES  
DE LABORATOIRE


11

CAISSONS ET  
PLACARDS





Réalisations  
faites...




## Matériaux des plans de paillasse



### stratifié blanc

- **plan de travail** en bois MDF, revêtement PVC champ de façade postformé, absence de joint, surface matte non réfléchissante
- **applications** : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives, déconseillé pour microbiologie, virologie etc.



### glace Securit (verre trempé)

- **plan de travail** : Sablé d'un coté, épaisseur du verre 6 mm, plan verre posé sur support en bois MDF, épaisseur 20 mm (épaisseur totale 26 mm), surface parfaitement lisse idéale pour le nettoyage, la décontamination et la stérilisation
- **applications** : microbiologie, laboratoire d'analyses médicales et en général, pour toutes les applications nécessitant une décontamination intégrale



### plaque en PVC

- **plan de travail** : panneau d'épaisseur 5 mm posé sur un support en bois MDF, surface matte non réfléchissante, excellente résistance aux chocs mécaniques
- **applications** : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives



### grès céramique à la masse


- **plan de travail** : dalles de grès épaisseur 8 mm L X l = 600 \* 600 mm posées sur un support en bois MDF, épaisseur 20 mm (épaisseur totale 28 mm), excellente résistance chimique, excellente résistance mécanique
- **applications** : laboratoires de chimie, enseignement etc.

## Paillasses de laboratoire

**solutions simples,  
rapides et  
économiques  
pour implanter  
ou moderniser  
un laboratoire**



### Mobilier modulaire, installation rapide



- conception modulaire et disponibilité rapide permettent de disposer d'une installation opérationnelle complète quelles que soient les contraintes spécifiques de dimensions, d'agencement ou d'utilisation
- éléments industrialisés, conception modulaire
- compatibilité entre les éléments
- gamme complète et suivie pour permettre une réalisation évolutive
- **conformité parfaite aux normes :**  
AFNOR X15201 (paillasses)  
AFNOR X15202 (mobilier)

### Installation rapide

La conception simple et très étudiée permet une installation rapide par du personnel non spécialisé.

### Caractéristiques générales

- **piètement métallique** 30 x 30 mm, protégé par résine époxy cuite au four, couleur rouge ou blanc
- **4 vérins** réglables de mise à niveau
- **bandeau de façade** en mélaminé couleur au choix (voir colonne suivante)
- **cache-fluide** : panneau d'ossature et d'habillage fixé à l'intérieur des piétements, à l'arrière, deux faces mélaminées blanches, tous les champs sont plaqués, épaisseur 16 mm
- **plan de travail** : fixé sur cadre métallique, protégé par résine époxy cuite au four.
- **dossier et tablettes** : mélaminé double face sur support aggloméré haute densité, épaisseur 19 mm, dossier percé pour robinetterie et prises électriques, tablette dessus gris champ couleur au choix
- **paillasses humides** : bénitier en polypropylène (avec revêtements stratifiés, résine et glace Securit) ou en grès.
- hauteur du plan de travail : 900 mm
- hauteur totale : 1105 mm
- portance au mètre linéaire : 200 kg

### Gamme de couleurs

- 6 combinaisons de couleur standard
- autres combinaisons de couleur sur demande



**WRR**  
bandeau blanc / chant rouge / piètement rouge



**WWW**  
bandeau et chant blancs  
piètement blanc



**JJW**  
bandeau et chant jaunes  
piètement blanc



**BBW**  
bandeau et chant bleus  
piètement blanc



**GGW**  
bandeau et chant gris  
piètement blanc

## Paillasses sèches nues



- plan de travail sec
- piétements métalliques profondeur 600 ou 700 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

profondeur	largeur	stratifié PVC	glace Securit	plaque PVC	Gelcot	grès céramique	
		réf.	réf.	réf.	réf.	réf.	
<b>600 mm</b>	600 mm	KL8003	KL8000	KL8006	KL7006	KL8007	
	900 mm	KL8013	KL8010	KL8016	KL7016	KL8017	
	prof. piétement 600 mm	1200 mm	KL8023	KL8020	KL8026	KL7026	KL8027
		1500 mm	KL8033	KL8030	KL8036	KL7036	KL8037
<b>750 mm</b>	1800 mm	KL8047	KL8046	KL8049	KL7049	KL8300	
	600 mm	KL8053	KL8050	KL8056	KL7056	KL8057	
	900 mm	KL8063	KL8060	KL8066	KL7066	KL8067	
	prof. piétement 600 mm	1200 mm	KL8073	KL8070	KL8076	KL7076	KL8077
1500 mm		KL8083	KL8080	KL8086	KL7086	KL8087	
<b>750 mm</b>	1800 mm	KL8097	KL8096	KL8099	KL7099	KL8301	
	600 mm	KL8653	KL8650	KL8656	KL7656	KL8657	
	900 mm	KL8663	KL8660	KL8667	KL7667	KL8668	
	prof. piétement 750 mm	1200 mm	KL8675	KL8666	KL8678	KL7678	KL8669
1500 mm		KL8683	KL8685	KL8688	KL7688	KL8679	
	1800 mm	KL8697	KL8696	KL8699	KL7699	KL8308	

## Paillasses sèches avec dossier / tablette



- plan de travail sec
- piétements métalliques 600 ou 700 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette profondeur 160 mm

profondeur	largeur	stratifié PVC	glace Securit	plaque PVC	Gelcot	grès céramique	
		réf.	réf.	réf.	réf.	réf.	
tablette incluse							
<b>750 mm</b>	600 mm	KL8103	KL8100	KL8106	KL7106	KL8107	
	900 mm	KL8113	KL8110	KL8116	KL7116	KL8117	
	prof. piétement 600 mm	1200 mm	KL8123	KL8120	KL8126	KL7126	KL8127
		1500 mm	KL8133	KL8130	KL8136	KL7136	KL8137
<b>900 mm</b>	1800 mm	KL8147	KL8146	KL8149	KL7149	KL8304	
	600 mm	KL8153	KL8150	KL8156	KL7156	KL8157	
	900 mm	KL8163	KL8160	KL8166	KL7166	KL8167	
	prof. piétement 750 mm	1200 mm	KL8173	KL8170	KL8176	KL7176	KL8177
1500 mm		KL8183	KL8180	KL8186	KL7186	KL8187	
	1800 mm	KL8197	KL8196	KL8199	KL7199	KL8305	

## Paillasses humides nues



- plan de travail avec bénitier encastré 300 x 350 mm
- bénitier h20 mm
- piétements profondeur 600 ou 700 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade

\* les paillasses humides nues en glace émaillée ne peuvent recevoir de robinetterie

profondeur	largeur	stratifié PVC	glace Securit	plaque PVC	Gelcot	grès céramique	
		réf.	réf.	réf.	réf.	réf.	
<b>600 mm</b>	1200 mm	KL8223	KL8240	KL8226	KL7226	KL8227	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8233	KL8250	KL8236	KL7236	KL8237
		1800 mm	KL8247	KL8246	KL8249	KL7249	KL8302
<b>700 mm</b>	1200 mm	KL8273	KL8260	KL8276	KL7276	KL8277	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8283	KL8290	KL8286	KL7286	KL8281
		1800 mm	KL8297	KL8296	KL8299	KL7299	KL8303
<b>750 mm</b>	1200 mm	KL8773	KL8760	KL8775	KL7775	KL8787	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8788	KL8790	KL8785	KL7785	KL8789
		1800 mm	KL8798	KL8797	KL8796	KL7796	KL8309

## Paillasses humides avec dossier / tablette



- plan de travail avec bénitier 300 x 150 mm
- prof. bénitier 90 mm
- piétements profondeur 600 ou 750 mm
- cache-fluides
- bandeau de façade
- dossier percé pour robinets et électricité
- tablette prof. 160 mm

profondeur	largeur	stratifié PVC	glace Securit	plaque PVC	Gelcot	grès céramique	
		réf.	réf.	réf.	réf.	réf.	
<b>750 mm</b>	1200 mm	KL8323	KL8340	KL8326	KL7326	KL8327	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8333	KL8350	KL8336	KL7336	KL8337
		1800 mm	KL8347	KL8346	KL8349	KL7349	KL8306
<b>900 mm</b>	1200 mm	KL8373	KL8360	KL8376	KL7376	KL8377	
	prof. piétement 600 mm	1500 mm	KL8383	KL8390	KL8386	KL7386	KL8387
		1800 mm	KL8397	KL8396	KL8399	KL7399	KL8307

## Laveries de laboratoire


## Laveries sur piétement ou sur meuble

- **laveries sur piétement métallique** : piétement 30 x 30 mm, protégé par résine époxy
- **laveries sur meuble porteur** : meuble en aggloméré hydrofuge, largeur 600 mm (1 porte), 900 mm ou 1500 mm (2 portes), vérins de mise à niveau, **charnières totalement invisibles, ouverture de porte à 110°**, tablette intérieure à hauteur réglable

## Cuves, matériaux et dimensions

- **1 cuve en INOX** cuve avec rebord.  
laveries larg. 600 mm : 1 cuve 300 x 200 x p150 mm
- **2 cuve monobloc en polypropylène** :  
laveries larg. 600 mm : 1 cuve 300 x 300 x p210 mm
- **3 cuve encastrée en grès émaillé** : cuve sans rebord fixée par le dessous, habillage en grès céramique.  
laveries larg. 600 mm : 1 cuve 300 x 300 x p210 mm

8 **laverie sur meuble avec dossier et tablette**, largeur 1500 mm, cuve en polypropylène (robinets en supplément)



1 cuve en inox

2 cuve monobloc en polypropylène


3 cuve encastrée en grès émaillé habillage en grès céramique



larg. 600 mm

larg. 900 mm

larg. 1200 / 1500 mm



4 laveries nues

5 laveries avec dossier et tablette

6 laveries sur meuble

7 laveries sur piétement

	profondeur	largeur	1 cuve en inox		2 cuve monobloc en polypropylène		3 cuve encastrée en grès émaillé habillage en grès céramique	
			6 sur meuble	7 sur piétement	6 sur meuble	7 sur piétement	6 sur meuble	7 sur piétement
<b>4 laveries nues</b>								
p 600 mm	600 mm 1 cuve		KL8402	KL8454	KL8403	KL8460	KL2201	KL8446
	900 mm 1 cuve		-	-	KL8413	KL8461	KL2202	KL8455
	1200 mm 1 cuve		-	-	KL8419	KL8462	-	-
	1200 mm 2 cuves		-	-	-	-	-	KL8489
	1500 mm 2 cuves		-	-	KL8433	KL8465	-	-
p 750 mm	600 mm 1 cuve		KL8452	KL8474	KL8464	KL8480	KL2210	KL8447
	900 mm 1 cuve		-	-	KL8463	KL8481	KL2211	KL8416
	1200 mm 1 cuve		-	-	KL8420	KL8421	-	-
	1200 mm 2 cuves		-	-	-	-	-	KL8426
	1500 mm 2 cuves		-	-	KL8483	KL8484	-	-
<b>5 laveries avec dossier et tablette</b>								
p 750 mm	600 mm 1 cuve		KL8502	KL8458	KL8505	KL8466	KL2220	KL8448
	900 mm 1 cuve		-	-	KL8513	KL8467	KL2221	KL8459
	1200 mm 1 cuve		-	-	KL8422	KL8468	-	-
	1200 mm 2 cuves		-	-	-	-	-	KL8490
	1500 mm 2 cuves		-	-	KL8533	KL8469	-	-
p 900 mm	600 mm 1 cuve		KL8552	KL8478	KL8564	KL8485	KL2230	KL8449
	900 mm 1 cuve		-	-	KL8563	KL8486	KL2231	KL8418
	1200 mm 1 cuve		-	-	KL8423	KL8424	-	-
	1200 mm 2 cuves		-	-	-	-	-	KL8429
	1500 mm 2 cuves		-	-	KL8583	KL8488	-	-

## Robinetterie



désignation	robinets pour laverie		robinets pour paillasse		
	montage sur table	montage sur dossieret	montage sur table	montage sur dossieret	commande à distance
les couleurs des robinets dépendent du fluide utilisé (NF EN 13792)					
<b>eau</b> eau froide avec robinet d'équerre	KL4760 1	KL4760 2			KL4793
eau froide avec robinet et col de cygne	KL4778 5	KL4768 6	KL4770 5	KL4764 6	KL4790
eau froide / chaude avec robinet col de cygne	KL4774 7	KL4759 8			
mitigeur commande coude	KL4811 9				
pré-mélangeur avec commande pied	KL4819 >	KL4820 >			
pré-mélangeur avec commande fémorale	KL4802 ?	KL4803 ?			
eau distillée / déminéralisée, robinet col de cygne	KL4779 5	KL4769 6	KL4777 5	KL4767 6	KL4797
douchette et robinet à bec orientable avec mitigeur	KL4948 @				
<b>gaz</b> robinet air comprimé	KL4771 1	KL4761 2	KL4771 1	KL4761 2	KL4791
robinet vide ou gaz rares (N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , He, O <sub>2</sub> ...)	KL4772 1	KL4762 2	KL4772 1	KL4762 2	KL4792
robinet gaz naturel	KL4773	KL4763	KL4773	KL4763	KL4793
double robinet gaz naturel à 90°	KL4766 3	KL4765 4	KL4766 3	KL4765 4	

## R robinetterie pour caisson technique




désignation	référence
eau froide prise double (1/2")	KL4785 1
air comprimé prise double (3/8")	KL4786 2
vide prise double (3/8")	KL4787 2
gaz prise double (3/8")	KL4788 3

## É lectricité



désignation	référence
prise blanche avec terre, à encastrer 1	LEG111
prise rouge à détrompeur avec terre, à encastrer 2	LEG114
prise RJ45 encastrable, l'unité 3	LEG565
prise avec volet de protection IP 55, blanc 4	LEG621
bloc 3 prises avec volet de protection IP 55, blanc	LEG644
bloc 3 prises encastrables	LEG143
bloc 3 prises + 1 prise RJ45 encastrables	LEG143C
bloc 4 prises encastrables	LEG144


## F flexibles alimentation et d'évacuation



désignation	référence
<b>flexibles d'alimentation</b>	
eau potable chaude / froide coudé sur dossieret	KL4730
eau potable chaude / froide droit sur table	KL4735
air comprimé coudé sur dossieret	KL4731
air comprimé droit sur table	KL4737
<b>flexible d'évacuation pour cuve et bénitier</b>	
pour attente Ø int. 40 mm droite ou gauche	KL4733

## Silicone pour joints

désignation	référence
cartouche de silicone noir, capacité 300 ml	KL4706
cartouche de silicone blanc, capacité 300 ml	KL4706B



## Caissons mobiles sous paillasse





Fermeture des portes et tiroirs en douceur (suivant modèles)

- poignées filantes aluminium, autres à la demande
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°

- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage

**Tous les modèles sont livrés montés**

Meuble HAUT



Meubles BAS sur peitements et sur roulettes

## Armoires et étagères colonnes



## Placards muraux

**Modèles livrés montés avec étagère**

- modèles à portes pleines : poignée filante en aluminium, autres à la demande.
- modèles à portes vitrées : poignée bouton plastique et métaux.
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité